

# Hydramotion Viskosimeter Viscolite VL7-100B-d15



**GECKO** 

Gecko Instruments GmbH  
Maria-Merian-Straße 8  
85521 Ottobrunn  
Deutschland / Germany  
Tel: +49 (0) 89 - 189 1405 - 0  
Fax: +49 (0) 89 - 189 1405 - 29  
Email: [info@gecko-instruments.de](mailto:info@gecko-instruments.de)  
Website: <http://www.gecko-instruments.de>

## Spezifikation Viskosimeter Viscolite VL7-100B-d15

### Leistungsdaten

Messbereich	0 - 5000 cP bzw. mPas
Messzeit	1 Sekunde
Genauigkeit	1% des Anzeigewertes oder +/- 0,1 cP
Wiederholbarkeit	0,5% des Anzeigewertes oder +/- 0,1 cP

### Temperatur

Standard Messbereich	-20 bis 120 °C
Integrierter Temperatursensor	Ja

### Elektrischer Anschluß

Stromversorgung	4 x AA Standardbatterien
-----------------	--------------------------

### Probenvolumen

Minimum	10ml
---------	------

### Bauart

	Geschweißt, spaltfrei
--	-----------------------

### Gewicht

	Sonde (500g) + Anzeigeeinheit (500g)
--	--------------------------------------

### Länge des Sensors


	215 mm
--	--------

### Materialien

Sensor	V4A (EN 1.4401 bzw. 316)
Sensorkopf	Acetal (Delrin®)

### Gehäuseschutzklasse

Standard	IP65
----------	------



Dieses Datenblatt wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Jedoch lassen sich aus möglichen Fehlern oder Auslassungen keine Haftungsansprüche geltend machen. Wir behalten uns vor, Änderungen der Spezifikationen und des Designs unserer Produkte ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Februar 2020